



ŘEKNI NE INKONTINENCI

EMSKEGEL

ŽIDLE

- Neinvazivní
- Žádná doba zotavení
- Po celou dobu léčby jste oblečení

11 200 KEGELŮ ZA 30 MINUT




CO JE ŽIDLE EMSKEGEL

Křeslo EMSKEGEL je neinvazivní a bezbolestné zařízení pro léčbu oslabení svalů pánevního dna, močové inkontinence a ochablosti vaginálního svalstva, které využívá vysoce intenzivní cílenou elektromagnetickou stimulaci hlubokých svalů pánevního dna a obnovuje neuromuskulární stimulaci!


Klíčová účinnost je založena na cílené elektromagnetické energii, hloubkové penetraci a stimulaci celé oblasti pánevního dna.

Jediné sezení na křesle EMSKEGEL přináší více než 11 000 supramaximálních kontrakcí svalů pánevního dna ve srovnání s běžnými Kegelovými cviky, které jsou nesmírně důležité při svalové reedukaci pacientů s inkontinencí.




ZAMĚŘENÉ NA INKONTINENCI


Náprava a zpevnění pánevního dna / Snížení inkontinence moči / Snížení inkontinence stolice




Před



Po



Atrofické svaly
pánevního dna po
porodu




Normální, zdravé
svaly pánevního dna



- Zlepšení erektilní dysfunkce
- Zlepšení sexuálního zdraví mužů
- Zlepšení vaginální relaxace
- Zlepšení sexuální spokojenosti žen
- Zlepšení schopnosti žen dosáhnout orgasmu

JAK FUNGUJE ŽIDLE EMSKEGEL ?

PRO ŽENY



PŘED

Svaly pánevního dna nedostatečně podírají pánevní orgány a ovlivňují ovládání močového měchýře.

OŠETŘENÍ

Účinné použití elektromagnetické technologie s vysokou intenzitou zaměřením stimuluje svaly pánevního dna tisíci supramaximálními kontrakcemi.

PO

Stimulace vede k obnovení kontroly nad svaly pánevního dna a močového měchýře.

PRO MUŽE



PŘED

Svaly pánevního dna insuficiálně podírají pánevní orgány a ovlivňují ovládání močového měchýře.

OŠETŘENÍ

EMSKEGEL účinně stimuluje svaly pánevního dna pomocí vysoce intenzivní cílené stimulace. Elektromagnetická technologie

PO

Stimulační vodítka k opětovnému získání kontroly nad svaly pánevního dna a močového měchýře.

VÝHODY



Neinvazivní a bez nutnosti rekonvalescence



Léčba inkontinence schválená FDA



Snížení podložky o 75 %



Plně oblečený po celou dobu léčby



Vstoupit a odejít



Pohodlné a bezbolestné

Zlepšení lze pozorovat již po jednom sezení a výsledky se zlepšují po delší dobu léčby.



KOŽENÉ OPĚRADLO


Špičkové a pohodlné

7PALCOVÝ ODNÍMATELNÝ DOTYKOVÝ DISPLEJ

Obrazovku lze držet přímo v ruce, což je velmi pohodlné.

SILNÁ LÉKAŘSKÁ KOLEČKA

Maximální nosnost může dosáhnout 200 kg.




SUPER VELKÁ MAGNETICKÁ CÍVKA


30 cm velká magnetická cívka, maximální výstupní magnetická síla může dosáhnout 30uH



SILNÝ NAPÁJECÍ ZDROJ 3000 W

Jedinečný zdroj s ultra vysokým výkonem 3000 W zajišťuje vysokou intenzitu výkonu přístroje a nejlepší léčebný účinek.





TDVA PRACOVNÍ REŽIMY

STRENGTH

RECOVERY

St

Strength mode: Posilujte svaly pánevního dna a zvyšujte svalovou sílu.

Regenerační režim: Uvolněte napjaté svaly a snižte svalové napětí.

UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÉ ROZHRANÍ

Nový inteligentní operační systém se snadno používá a hladce ovládá.



ČASTO KLADENÉ DOTAZY

1. Co je inkontinence moči?

Močová inkontinence je nedobrovolný únik moči způsobený oslabením svalů pánevního dna, které vede ke ztrátě kontroly nad močovým měchýřem.

2 Pro koho je léčba vhodná?

Ženy nebo muži jakéhokoli věku, kteří chtějí řešit inkontinenci moči, únik moči z močového měchýře a zlepšit kvalitu života nebo preventivně.

3. Kdo by neměl EMSKEGEL používat?

Těhotné ženy, osoby s kovovými implantáty nebo s nádory či srdečním onemocněním.

4. Jak vypadá ošetření EMSKEGEL?

Ošetření trvá asi 30 minut a cítíte, jak se svaly stahují, jako když provádíte Kegelovo cvičení.

5. Jak rychle se dostaví výsledky?

Obvykle se jedná o dvě až tři ošetření.

6. Jak dlouho ošetření EMSKEGEL vydrží?

Účinnost se u jednotlivých osob liší, většinou dosahuje jednoho roku.

SPECIFIKACE

Výkon	3000 W
Výstupní metoda	Impulsivní výstup
Metoda kontroly	Dotykové ovládání
Velikost obrazovky	7palcová kapacitní obrazovka
Výstupní frekvence	1-150 Hz
Čistá hmotnost	32 Kg
Rozměr	560x620x860MM
Velikost balení	710x630x670MM
Hmotnost balení	45 Kg
Napětí	230 V



ŠÁRKA BECKOVÁ

refresh studio
Šárka Becková
1.máje 1536
432 01 Kadaň

telefon: 777 938 915
email: sarka@refreshstudio.cz
web: www.refreshstudio.cz
 @humanregenerator.kadan